



Günter Keul GmbH
Von-Langen-Weg 10
D-48565 Steinfurt
Tel.: 02551/2097 Fax.: 02551/80883
E-Mail: info@keul.de Web: www.keul.de



Body Fluid I C

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Zielwerte und Bereiche



IVD



LOT



BF10926

2026-11-05

QCP Data Months :

September, October

QM-Monate

Septembre, Octobre

Instruments : Coulter®							
Instrument	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2		CONTROL 3	
		LOT	BF10926-1	LOT	BF10926-2	LOT	BF10926-3
		Mean Zielwert	Limit Bereich	Mean Zielwert	Limit Bereich	Mean Zielwert	Limit Bereich
Coulter®							
UniCel® DxH 900 / 800 / 690T / 600	TNC /mm ³	35 ±	25	193 ±	97	855 ±	128
Assay values collected in the CSF / BFC Mode. Sélectionner type d'échantillon LCR.	RBC / GR /mm ³	26259 ±	2626	65673 ±	3940	457426 ±	22871

* Coulter LH-700 Series : "R" alarms may occur with control material on automated systems. This will not affect the validity of results.

* Des alarmes "R" peuvent apparaître avec les produits de contrôle sur les systèmes automatisés. Ces alarmes n'affectent pas la validité des résultats et doivent être ignorées.

Instruments : Sysmex®										
Instrument	Parameter / Paramètre	CONTROL 1			CONTROL 2			CONTROL 3		
		LOT	BF10926-1		LOT	BF10926-2		LOT	BF10926-3	
		Mean Zielwert	Limit Bereich		Mean Zielwert	Limit Bereich		Mean Zielwert	Limit Bereich	
Sysmex® Sysmex® XT-4000i Assay values collected in the Body Fluid Mode. Analyser avec le module BF.	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
Sysmex® (1) Sysmex® XE-2100 Series	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
Sysmex® Sysmex® XN Series Analyser en mode QC OPEN en enlevant le bouchon. Assay values collected in the QC OPEN	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
Sysmex® (1) Sysmex® XE-5000	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045

Instruments : Mindray®										
Instrument	Parameter / Paramètre	CONTROL 1			CONTROL 2			CONTROL 3		
		LOT		BF10926-1	LOT		BF10926-2	LOT		BF10926-3
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit			
		Zielwert	Bereich	Zielwert	Bereich	Zielwert	Bereich			
Mindray® BC-6800 / BC-6200	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,019	±	0,010	0,187	±	0,122	0,881	±	0,176
Assay values collected in Patient OPEN mode without the cap. Analyser en Mode Patient OPEN en enlevant le bouchon.	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,065	±	0,013	0,468	±	0,047

Instruments : ABX/Horiba®										
Instrument	Parameter / Paramètre	CONTROL 1			CONTROL 2			CONTROL 3		
		LOT		BF10926-1	LOT		BF10926-2	LOT		BF10926-3
		Mean	Limit		Mean	Limit		Mean	Limit	
		Zielwert	Bereich		Zielwert	Bereich		Zielwert	Bereich	
ABX/Horiba® Pentra 80 Series	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
ABX/Horiba® (1) Pentra XL 80 Series	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
ABX/Horiba® Pentra XLR Series	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,021	±	0,017	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,026	±	0,009	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045
ABX/Horiba® Yumizen H 500 CT Series	WBC-BF / GB-BF 10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	N/A	±	N/A	0,195	±	0,156	0,964	±	0,193
	RBC-BF / GR-BF 10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	N/A	±	N/A	0,064	±	0,013	0,451	±	0,045



Bio-technie SAS - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .



AV0BI00-V18 03/2023